

Patient

Namn: _____
 Adress: _____
 Postadress: _____
 Tel: _____
 Datum: _____

Måttagare

Namn: _____
 Avd: _____ Sjukhus: _____
 Adress: _____
 Postadress: _____
 Tel: _____
 E-post: _____

Faktureras


Rekv nr: _____
 Namn: _____
 Adress: _____
 Postadress: _____
 Skickas till: Patient Måttagare

Kommentarer

Längd i centimeter (cm)
**Underben
A - D**

Vänster:
 Höger:

OBS!
 Vid A-D, mät baktill
 utefter benets kontur
 från golvet upp till knät.



Rakt avstånd, mäts lateralt
från häl till lilltåbas

Omfång i centimeter (cm)
Underben

C Vänster: Höger:
 B Vänster: Höger:

Fot

A' Vänster: Höger:
 X Vänster: Höger:

Ready to wear	X-Small	Small	Medium	Large	X-Large
Underben					
Omkrets - Vadmuskeln (C)	36-43 cm	42-50 cm	48-58 cm	53-63 cm	58-68 cm
Omkrets - Ankel (B)	21-25 cm	25-30 cm	30-36 cm	36-42 cm	42-50 cm
Längd - Normal (A-D)	35-39 cm	37-41 cm	39-43 cm	41-45 cm	42-46 cm
Längd - Lång (A-D)	40-44 cm	42-46 cm	44-48 cm	46-50 cm	47-51 cm
Fotdel					
Omkrets - Mitt på foten (A')	22-24 cm	25-27 cm	28-30 cm	31-34 cm	35-40 cm
Längd - Normal (X)	15-17 cm	16-19 cm	18-20 cm	19-22 cm	21-24 cm
Längd - Lång (X)	18-20 cm	20-22 cm	21-23 cm	23-25 cm	25-27 cm
Tillbehör innerstrumpa TG Soft. Levereras i par (ett par strumpor ingår i Fot, Underben, Knä och Lår)*					
Omkrets - TG® Soft		< 40 cm	40-70 cm	70 - 120 cm	
Tillbehör Farrow Hybrid					
Skostorlek		34-49	39,5-42	42,5-46	> 46
Omkrets - Standard fot (A')		20-27	20-27	20-27	20-27
Omkrets - Bred fot (A')		28-35	28-35	28-35	28-35

* Storlek på innerstrumpa som ingår behöver ej anges. Vid behov av extra strumpor, beställ enligt storlekar.

JOBST FarrowWrap LITE (20-30 mmHg)

	STORLEK	LÄNGD	ART NR.
FOT	X-Small	Normal	76652-05
	X-Small	Lång	76652-00
	Small	Normal	76652-06
	Small	Lång	76652-01
	Medium	Normal	76652-07
	Medium	Lång	76652-02
	Large	Normal	76652-08
	Large	Lång	76652-03
	X-Large	Normal	76652-09
	X-Large	Lång	76652-04
BEN	X-Small	Normal	76654-00
	X-Small	Lång	76654-05
	Small	Normal	76654-01
	Small	Lång	76654-06
	Medium	Normal	76654-02
	Medium	Lång	76654-07
	Large	Normal	76654-03
	Large	Lång	76654-08
	X-Large	Normal	76654-04
	X-Large	Lång	76654-09

JOBST FarrowWrap STRONG (30-40 mmHg)

	STORLEK	LÄNGD	ART NR.
FOT	X-Small	Normal	76646-04
	X-Small	Lång	76646-09
	Small	Normal	76646-05
	Small	Lång	76646-00
	Medium	Normal	76646-06
	Medium	Lång	76646-01
	Large	Normal	76646-07
	Large	Lång	76646-02
	X-Large	Normal	76646-08
	X-Large	Lång	76646-03
BEN	X-Small	Normal	76648-00
	X-Small	Lång	76648-05
	Small	Normal	76648-01
	Small	Lång	76648-06
	Medium	Normal	76648-02
	Medium	Lång	76648-07
	Large	Normal	76648-03
	Large	Lång	76648-08
	X-Large	Normal	76648-04
	X-Large	Lång	76648-09

JOBST FarrowWrap EXTRA STRONG "classic" (30-40 mmHg)

	STORLEK	LÄNGD	ART NR.
FOT	X-Small	Normal	76656-05
	X-Small	Lång	76656-00
	Small	Normal	76656-06
	Small	Lång	76656-01
	Medium	Normal	76656-07
	Medium	Lång	76656-02
	Large	Normal	76656-08
	Large	Lång	76656-03
	X-Large	Normal	76656-09
	X-Large	Lång	76656-04
BEN	X-Small	Normal	76657-00
	X-Small	Lång	76657-05
	Small	Normal	76657-01
	Small	Lång	76657-06
	Medium	Normal	76657-02
	Medium	Lång	76657-07
	Large	Normal	76657-03
	Large	Lång	76657-08
	X-Large	Normal	76657-04
	X-Large	Lång	76657-09

FOTDEL

Storlek:

X-Small Small Medium Large X-Large

Längd:

Normal Lång

Färg:

Beige

BEN

Storlek:

X-Small Small Medium Large X-Large

Längd:

Normal Lång

Färg:

Beige

TILLBEHÖR - INNERSTRUMPA

(EXTRA PAR UTÖVER DET PAR SOM INGÅR)

Levereras i par. Notera val av storlek på innerstrumpa nedan.

TG Soft:

- Small (Omfång 15-40cm)
 Medium (Omfång 40-70cm)
 Large (Omfång 70-100cm)